

Screening Process & Instructions for First Sight You will have 100 frames and the following lens ranges in the FirstSightKit® - Our Newest Stylish Eyeglasses

- 100 Blank Frames
- 10 Non-Prescription Sunglasses
- 220 Lenses – see details below
- 2 Screening Lens Bars/Trees – with 10 Lenses of Different Strengths for NEAR Sight
 - Screening Lens Bars/Trees – with 8 Lenses of Different Strengths for FAR Sight
- 2 Eye charts – Heavy-coated, Near sight – Myopia
- 1 Eye chart – Far sight – Hyperopia
- 2 Eyesight Blockers/ Occluder
- 1 3.05 Meter/10 feet Tape Measure
- 50 Pairs of Adhesive, Anti-slip, Soft, Cushion Nose Pads
- 100 Lens Cleaning Pads
- 1 Lens Application Tool/Rubber Heads Pliers
- 100 Cloth eyeglass pouches/lens cleaners
- 1 Measurement/Record-Keeping Data Form
- 1 First Sight Eyeglasses Trifold
- 1 Instructions Manual

Near Sight Correction Lenses:

22pcs. 0	10pcs. -2.25
25pcs. -1.0	15pcs. -2.5
20pcs. -1.5	15pcs. -3.0
16pcs. -1.75	7pcs. -4.0
18pcs. -2.0	5pcs. -5.0

Far Sight Correction Lenses:

10pcs. 0	5 pcs. +2.0
5pcs. +1.5	5 pcs. +2.5
10pcs. +1.25	2pcs. +3.0
10pcs. +1.5	2pcs. +4.0

Please note that we have 4 different configuration of First Sight Kits, with price range from just US\$3.95 to \$6.95 (per each prescription eyeglass with customized lenses or \$6.25 in quantity)

The below items can also be ordered separately. Please contact us for pricing information on individual items:

Blank Frames, Non-Prescription Sunglasses, All lenses stated above, Screening Lens Bars/Trees with 10 Lenses of Different Strengths for NEAR Sight, Screening Lens Bars/Trees – with 8 Lenses of Different Strengths for FAR Sight, Eye charts – Heavy-coated, Near sight – Myopia, Eye chart – Far sight – Hyperopia, Eyesight Blockers/ Occluder, 3.05 Meter/10 feet Tape Measure, Pairs of Adhesive, Anti-slip, Soft, Cushion Nose Pads, Lens Cleaning Pads, Lens Application Tool/Rubber Heads Pliers, Cloth eyeglass pouches/lens cleaners, Measurement/Record-Keeping Data Form, First Sight Eyeglasses Trifold, Instructions Manual

1. Pre-Screening Set Up Process:

Create TWO identical visual screening lines side by side by placing the Tumbling E's Eye charts on walls or solid surfaces at eye level (persons being tested may be seated or stand). The charts should be in well-lit areas (including natural lighting).

Using the provided tape measure, mark 20 feet (6 meters) from the wall. The charts should be in well-lit areas (including natural lighting).

On the Measurement/Record-Keeping Form, write the date of the screening, location of the screening, the name of the person conducting the testing.

Write the name of the person being tested and his age on the Measurement/Record-Keeping Form

Please note that the tester/examiner should hold the First Sight lens tree while determining the appropriate lens strength needed for the recipient's eyeglasses. The recipient should not hold the lens tree.

2. Screening Process & Instructions for Myopia – Near Sight

STEP 1: Have the Person being tested cover/occlude the left eye with the Eyesight Blocker (included in the First Sight Kit).

STEP 2: Have the person being tested read the Es on the Tumbling Eyechart by telling you what direction the E is facing (a flat hand gesture indicates the direction of the E).

STEP 3: Start at the top and move down the chart.

STEP 4: Determine the point at which the person being tested can no longer clearly identify the direction of the E on the chart.

STEP 5: The last line they read correctly is their uncorrected visual acuity (UCVA).

STEP 6: Repeat the above procedure for the right eye.

STEP 7: If the person being tested can read all the way to the bottom of the eye chart, his/her eyesight is normal.

STEP 8: If the person being tested can't read all the way to the bottom of the eye chart, then move the person being tested to the next identical screening station and follow Steps 9 -13.

STEP 9: With the left eye occluded again with the eye blocker.

STEP 10: Ask the person being tested to look at the lowest line so that they can read without any difficulty.

STEP 11: Using the Screening Lens Bar/Lens Tree over the right eye (left should remain occluded) – increase power by beginning with “0” lens and then moving it to -1.00, -1.5, -2.0 and gradually increasing to the next lens strength level, until the person being tested reads the 20/20 line or until they can't read any further (i.e., can't read below the 20/60 line). With each step, ask the person being tested if they can see the Chart lines clearly or which lens feels better.

STEP 12: Use a similar procedure for the right eye. Again, with each step, ask the person being tested if they can see the Chart lines clearly or which lens feels better.

STEP 13: When they choose which lens strength works best for them, write down this measurement in Measurement/Record-Keeping Form for the person being tested.

STEP 14: Once the appropriate strengths of the lenses are properly identified (as noted on the Data Form) for that person, then: (i) take a blank frame from the First Sight frames box and (ii) pick the two appropriate lenses identified during the screening process from the First Sight Lens box. Each lens' strength is clearly marked on the lens envelopes. Important Note: Please make sure the correct lens strengths are placed in the corresponding Left and Right sides of the frame. It's sometimes easy to make a mistake, so please be very careful about this.

STEP 15: Place/Snap-in the appropriate lenses in blank frame. Depending on the room temperature, you may have to apply some pressure on the lens to make it fit properly in the frame. Or you may use the supplied Lens Application Tool/Pliers. **Click Here**

STEP 16: Clean and adjust the eyeglasses for comfort and clarity. Make sure the eyeglasses fit properly and get the desired result. Use self-adhesive pads for a comfortable fit.

STEP 17: Once the recipients have their new pair of First Sight eyeglasses, have them go once again in front of the Eye Chart (6 meters/20 ft away), blocking each eye, going again through the E eye chart to make sure that the lenses received by the recipients are correct.

STEP 18: Place the customized pair of eyeglasses in the provided First Sight pouch/cleaner and deliver it to the person being tested.

STEP 19: Advise the person receiving a new pair of eyeglasses to handle the glasses with great care in order to keep the lenses and frame from being scratched or broken.

STEP 20: It is highly recommended to wipe the lenses on the Lens Tree after each individual screening process with medical grade wipes to avoid cross-contamination.

STEP 21: The prescription of the person being tested will naturally change over a period, so please arrange to have the above test repeated, preferably, annually.

STEP 22: At the end of the completion of the screening and delivery process, please gather all the Data Forms and send them to First Sight by email to: nmamdani@firstsighteyeglasses.com for record keeping purposes.

STEP 23: Before you start screening the next recipient, please clean the lenses on the lens tree and the eyesight blocker used to cover the eye.

Recycle: First Sight eyeglasses are Recyclable. If the prescription of the recipient of the eyeglass changes, have the person return the eyeglass and give him a new pair. Then just remove the old lenses from the replaced frame, clean and make it ready for another recipient.

Please note that if you intend to use our FirstSightKit® in the United States of America or Canada, you must have authorized personnel for visual screening of the recipient. Once the vision screening prescription has been certified by an authorized person, First Sight eyeglasses can be used to provide the recipient with the properly fitted prescription lenses and glasses.

This may not be applicable to the First Sight eyeglasses used in other countries. First Sight highly recommends contacting local authorities to ensure compliance

Screening Process & Instructions for Hyperopia - Far Sight Setting Up:

Pre-Screening Set Up Process:

1. Using the provided tape measure, mark 18 inches (46 cm) from the wall. The charts should be in well-lighted areas (including natural lighting)
2. On the Measurement/Record-Keeping Form, write the date of the screening, location of the Create a visual screening line by placing a Far Sight Eye chart on a wall or a solid surface at eye level (persons being tested may be seated or stand). The chart should be in well-lit areas (including natural lighting).screening, the name of the person conducting the testing.
3. Write the name of the person being tested and his age on the Measurement/Record-Keeping Form
4. ***Please note that the tester/examiner should hold the First Sight lens tree while determining the appropriate lens strength needed for the recipient's eyeglasses. The recipient should not hold the lens tree.***

Screening Process & Instructions for Hyperopia – Far Sight

- On the Measurement/Record-Keeping Form, write the date of the screening, location of the screening, the name of the person conducting the testing.
- Write the name of the person being tested and his age on the Measurement/Record-Keeping Form.
- **Please note that the tester/examiner should hold the First Sight lens tree while determining the appropriate lens strength needed for the recipient's eyeglasses. The recipient should not hold the lens tree.**

STEP 1: Hyperopia/Far Sight (for the persons being tested for reading glasses +1.50, +2.00 lens, etc.): Using the hyperopia lens chart follow the above similar procedures for Myopia, except place the chart at 46cm (18 inches) from the person being tested.

STEP 2: Once the appropriate strengths of the lenses are properly identified (as noted on the Data Form) for that person, then (i) take a blank frame from the First Sight frames box and (ii) pick the two appropriate lenses identified during the screening process from the First Sight Lens box. Each lens' strength is clearly marked on the lens envelopes. Important Note: Please make sure the correct lens strengths are placed in the corresponding Left and Right sides of the frame. It's sometimes easy to make a mistake, so please be very careful about this.

STEP 3: Place/Snap-in the appropriate lenses in blank frame. Depending on the room temperature, you may have to apply heavy pressure on the lens to make it fit properly in the frame. Or you may use the supplied Lens Application Tool/Pliers. [Click here](#)

STEP 5: Once the recipients have their new pair of First Sight eyeglasses, have them go once again away in front of the Far Sight Eye Chart, blocking each eye, going again through the E eye chart to make sure that the lenses received are correct. Clean and adjust the eyeglasses for comfort and clarity. Make sure the eyeglasses fit properly and get the desired result.

STEP 4: Clean and adjust the eyeglasses for comfort and clarity. Make sure the eyeglasses fit properly and get the desired result. Use self-adhesive pads for a comfortable fit.

STEP 6: Place the customized pair of eyeglasses in the provided First Sight pouch/cleaner and deliver it to the person being tested.

STEP 7: Advise the person receiving a new pair of eyeglasses to handle the glasses with great care in order to keep the lenses and frame from being scratched or broken.

STEP 8: It is highly recommended to wipe the lenses on the Lens Tree after each individual screening process with medical grade wipes to avoid cross-contamination.

STEP 9: The prescription of the person being tested will naturally change over a period, so please arrange to have the above test repeated, preferably, annually.

STEP 10: At the end of the completion of the screening and delivery process, please gather all the Data Forms and send them to First Sight by email to: nmamdani@firstsighteyeglasses.com for record keeping purposes.

Recycle: First Sight eyeglasses are Recyclable. If the prescription of the recipient of the eyeglass changes, have the person return the eyeglass and give him a new pair. Then just remove the old lenses from the replaced frame, clean and make it ready for another recipient.

Please note that if you intend to use our FirstSightKit® in the United States of America or Canada, you must have authorized personnel for visual screening of the recipient. Once the vision screening prescription has been certified by an authorized person, First Sight eyeglasses can be used to provide the recipient with the properly fitted prescription lenses and glasses.

This may not be applicable to the First Sight eyeglasses used in other countries. First Sight highly recommends contacting local authorities to ensure compliance.

Proceso de detección e instrucciones para First Sight

Tendrá 100 monturas y los siguientes rangos de lentes en FirstSightKit®: nuestros anteojos con estilo más nuevos

- 100 marcos en blanco
- 10 gafas de sol sin receta
- 220 lentes: consulte los detalles a continuación
- 2 barras/árboles de lentes de detección, con 10 lentes de diferentes intensidades para visión DE CERCA
 - Barras/árboles de lentes de detección: con 8 lentes de diferentes potencias para visión lejana
- 2 tablas optométricas: con revestimiento grueso, visión cercana: miopía
- 1 Tabla optométrica – Visión lejana – Hipermetropía
- 2 bloqueadores/oclusores de la vista
- 1 cinta métrica de 3,05 metros/10 pies
- 50 pares de almohadillas nasales adhesivas, antideslizantes, suaves y acolchadas
- 100 almohadillas de limpieza de lentes
- 1 herramienta de aplicación de lentes/alicates para cabezales de goma
- 100 bolsas de tela para gafas/limpiadores de lentes
- 1 formulario de datos de medición/mantenimiento de registros
- 1 anteojos First Sight triples.
- 1 Manual de instrucciones

Lentes de corrección de visión de cerca:

22 piezas. 0

25 uds. -1.0

20 piezas. -1,5

16 piezas. -1,75

10 unidades. -2,25

15 unidades. -2.5

15 unidades. -3.0

7 piezas. -4.0

18 piezas. -2.0

5 uds. -5.0

Lentes de corrección de visión lejana:

10 unidades. 0

5 uds. +2.0

5 uds. +1.5

5 uds. +2.5

10 unidades. +1.25

2 uds. +3.0

10 unidades. +1.5

2 uds. +4.0

Tenga en cuenta que tenemos 4 configuraciones diferentes de kits First Sight, con un rango de precios desde solo US \$ 3,95 a \$ 6,95 (por cada antejo recetado con lentes personalizados o \$ 6,25 en cantidad)

Los siguientes artículos también se pueden pedir por separado. Comuníquese con nosotros para obtener información sobre precios de artículos individuales:

Monturas en blanco, gafas de sol sin receta, todos los lentes indicados anteriormente, barras/árboles de lentes de detección con 10 lentes de diferentes intensidades para la vista de CERCA, barras/árboles de lentes de detección con 8 lentes de diferentes intensidades para la visión de LEJOS, tablas optométricas, con revestimiento pesado, Vista de cerca: miopía, tabla optométrica: visión de lejos: hipermetropía, bloqueadores/oclusores de la vista, cinta métrica de 3,05 metros/10 pies, pares de adhesivos, antideslizantes, suaves, almohadillas nasales acolchadas, almohadillas de limpieza de lentes, herramienta de aplicación de lentes/goma Alicates para cabezales, bolsas de tela para anteojos/limpiadores de lentes, formulario de datos de medición/mantenimiento de registros, tríptico para anteojos First Sight, manual de instrucciones

1. Proceso de configuración previa a la evaluación:

cree DOS líneas de evaluación visual idénticas, una al lado de la otra, colocando las tablas oculares de Tumbling E en paredes o superficies sólidas al nivel de los ojos (las personas sometidas a la prueba pueden estar sentadas o de pie). Las cartas deben estar en áreas bien iluminadas (incluida la luz natural).

Usando la cinta métrica proporcionada, marque 20 pies (6 metros) de la pared. Las cartas deben estar en áreas bien iluminadas (incluida la luz natural).

En el formulario de medición/mantenimiento de registros, escriba la fecha de la prueba, el lugar de la prueba y el nombre de la persona que realiza la prueba. Escriba el nombre de la persona que se está sometiendo a la prueba y su edad en el formulario de medición/mantenimiento de registros.

Tenga en cuenta que el evaluador/examinador debe sostener el árbol de lentes

First Sight mientras determina la potencia adecuada de la lente necesaria para los anteojos del destinatario. El destinatario no debe sostener el árbol de lentes.

2. Proceso de detección e instrucciones para la miopía: visión cercana

PASO 1: Haga que la persona a la que se le realiza la prueba cubra/ocluya el ojo izquierdo con el bloqueador de visión (incluido en el kit de primera visión).

PASO 2: Haga que la persona sometida a la prueba lea las E en el diagrama ocular de caídas diciéndole en qué dirección mira la E (un gesto con la mano plana indica la dirección de la E).

PASO 3: Comience en la parte superior y baje en el gráfico.

PASO 4: Determine el punto en el que la persona sometida a la prueba ya no puede identificar claramente la dirección de la E en el gráfico.

PASO 5: La última línea que leyeron correctamente es su agudeza visual no corregida (UCVA).

PASO 6: Repita el procedimiento anterior para el ojo derecho.

PASO 7: Si la persona que está siendo examinada puede leer hasta el final del gráfico optométrico, su vista es normal.

PASO 8: Si la persona a la que se le realiza la prueba no puede leer hasta el final del gráfico optométrico, mueva a la persona a la que se le realiza la prueba a la siguiente estación de detección idéntica y siga los pasos del 9 al 13.

PASO 9: Con el ojo izquierdo nuevamente ocluido con el bloqueador ocular.

PASO 10: Pídale a la persona que está siendo evaluada que mire la línea más baja para que pueda leer sin ninguna dificultad.

PASO 11: Uso de la barra de lentes de detección/árbol de lentes sobre el ojo derecho (el izquierdo debe permanecer ocluido): aumente la potencia comenzando con la lente "0" y luego moviéndola a -1,00, -1,5, -2,0 y aumentando gradualmente hasta la siguiente nivel de intensidad de la lente, hasta que la persona sometida a la prueba lea la línea 20/20 o hasta que no pueda leer más (es decir, no pueda leer por debajo de la línea 20/60). Con cada paso, pregúntele a la persona que está siendo examinada si puede ver claramente las líneas del gráfico o qué lente se siente mejor.

PASO 12: Utilice un procedimiento similar para el ojo derecho. Nuevamente, con cada paso, pregúntele a la persona que está siendo examinada si puede ver claramente las líneas del gráfico o qué lente se siente mejor.

PASO 13: Cuando elijan qué potencia de lente funciona mejor para ellos, anote esta medida en el Formulario de medición/mantenimiento de registros para la persona que se está examinando.

PASO 14: Una vez que se hayan identificado adecuadamente las potencias apropiadas de los lentes (como se indica en el formulario de datos) para esa persona, entonces: (i) tome un marco en blanco de la caja de marcos First Sight y (ii) elija los dos lentes apropiados identificados. durante el proceso de selección de la caja de First Sight Lens. La potencia de cada lente está claramente marcada en los sobres de las lentes. Nota importante: asegúrese de colocar las lentes de intensidad correcta en los lados izquierdo y derecho correspondientes del marco. A veces es fácil cometer un error, así que tenga mucho cuidado con esto.

PASO 15: Coloque/coloque los lentes apropiados en el marco en blanco. Dependiendo de la temperatura ambiente, es posible que tengas que aplicar algo de presión sobre la lente para que encaje correctamente en el marco. O puede utilizar la herramienta/alicates para aplicación de lentes suministrados. **Haga clic aquí**

PASO 16: Limpie y ajuste los anteojos para mayor comodidad y claridad. Asegúrese de que los anteojos le queden correctamente y obtenga el resultado deseado. Utilice almohadillas autoadhesivas para un ajuste cómodo.

PASO 17: Una vez que los destinatarios tengan su nuevo par de anteojos First Sight, pídeles que se coloquen una vez más frente a la tabla optométrica (a 6 metros/20 pies de distancia), bloqueando cada ojo, pasando nuevamente por la tabla optométrica E para asegurarse de que Las lentes recibidas por los destinatarios son correctas.

PASO 18: Coloque el par de anteojos personalizados en la bolsa/limpiador First Sight provisto y entréguelo a la persona que se está sometiendo a la prueba.

PASO 19: Aconseje a la persona que recibirá un nuevo par de anteojos que los manipule con mucho cuidado para evitar que los lentes y la montura se rayen o rompan.

PASO 20: Se recomienda encarecidamente limpiar las lentes del árbol de lentes después de cada proceso de evaluación individual con toallitas de grado médico para evitar la contaminación cruzada.

PASO 21: La prescripción de la persona que se somete a la prueba cambiará naturalmente con el tiempo, así que haga arreglos para que se repita la prueba anterior, preferiblemente una vez al año.

PASO 22: Al final de completar el proceso de selección y entrega, recopile todos los formularios de datos y envíelos a First Sight por correo electrónico a: nmamdani@firstsighteyeglasses.com para fines de mantenimiento de registros.

PASO 23: Antes de comenzar a evaluar al siguiente destinatario, limpie las lentes en el árbol de lentes y el bloqueador de visión utilizado para cubrir el ojo.

Reciclar: Los anteojos First Sight son reciclables. Si la graduación del destinatario del antejo cambia, pídale que lo devuelva y le dé un par nuevo. Luego, simplemente retire las lentes viejas del marco reemplazado, límpielas y prepárelas para otro destinatario.

Tenga en cuenta que si tiene intención de utilizar nuestro FirstSightKit® en los Estados Unidos de América o Canadá, debe contar con personal autorizado para realizar un examen visual del destinatario. Una vez que una persona autorizada haya certificado la prescripción del examen de la vista, se pueden utilizar los anteojos First Sight para proporcionar al destinatario los lentes y anteojos recetados correctamente ajustados.

Es posible que esto no sea aplicable a los anteojos First Sight utilizados en otros países. First Sight recomienda encarecidamente ponerse en contacto con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento.

**Proceso de detección e
instrucciones para la hipermetropía:
configuración de la visión lejana:**

Proceso de configuración previa a la selección:

1. Con la cinta métrica proporcionada, marque 46 cm (18 pulgadas) de la pared. Las cartas deben estar en áreas bien iluminadas (incluida la luz natural)
2. En el formulario de medición/mantenimiento de registros, escriba la fecha de la evaluación, la ubicación de la Cree una línea de evaluación visual colocando un gráfico ocular de visión lejana en una pared o una superficie sólida al nivel de los ojos (las personas que se someten a la prueba pueden estar sentadas o de pie).). El gráfico debe estar en áreas bien iluminadas (incluida la luz natural). Detección, el nombre de la persona que realiza la prueba.
3. Escriba el nombre de la persona que se está examinando y su edad en el formulario de medición/mantenimiento de registros.
4. ***Tenga en cuenta que el evaluador/examinador debe sostener el árbol de lentes First Sight mientras determina la potencia adecuada de la lente necesaria para los anteojos del destinatario. El destinatario no debe sostener el árbol de lentes.***

Proceso de detección e instrucciones para la hipermetropía: visión de lejos

- En el formulario de medición/mantenimiento de registros, escriba la fecha de la prueba, el lugar de la prueba y el nombre de la persona que realiza la prueba.
- Escriba el nombre de la persona a la que se le hace la prueba y su edad en el formulario de medición/mantenimiento de registros.
- ***Tenga en cuenta que el evaluador/examinador debe sostener el árbol de lentes First Sight mientras determina la potencia adecuada de la lente necesaria para los anteojos del destinatario. El destinatario no debe sostener el árbol de lentes.***

PASO 1: Hipermetropía/Vista de lejos (para las personas a las que se les realiza la prueba para lentes de lectura +1.50, +2.00, etc.): utilizando la tabla de lentes para hipermetropía, siga los procedimientos similares anteriores para miopía, excepto que coloque la tabla a 46 cm (18 pulgadas). de la persona que está siendo examinada.

PASO 2: Una vez que se hayan identificado adecuadamente las potencias apropiadas de los lentes (como se indica en el formulario de datos) para esa persona, entonces (i) tome un marco en blanco de la caja de marcos First Sight y (ii) elija los dos lentes apropiados identificados durante el proceso de selección desde la caja de lentes First Sight. La potencia de cada lente está claramente

marcada en los sobres de las lentes. Nota importante: asegúrese de colocar las lentes de intensidad correcta en los lados izquierdo y derecho correspondientes del marco. A veces es fácil cometer un error, así que tenga mucho cuidado con esto.

PASO 3: Coloque/coloque los lentes apropiados en el marco en blanco. Dependiendo de la temperatura ambiente, es posible que tengas que aplicar una fuerte presión sobre la lente para que encaje correctamente en el marco. O puede utilizar la herramienta/alicates para aplicación de lentes suministrados. [haga clic aquí](#)

PASO 5: Una vez que los destinatarios tengan su nuevo par de anteojos First Sight, pídeles que se alejen una vez más frente al Far Sight Eye Chart, bloqueando cada ojo, pasando nuevamente por el Eye chart E para asegurarse de que los lentes recibidos sean los correctos. . Limpie y ajuste los anteojos para mayor comodidad y claridad. Asegúrese de que los anteojos le queden correctamente y obtenga el resultado deseado.

PASO 4: Limpie y ajuste los anteojos para mayor comodidad y claridad. Asegúrese de que los anteojos le queden correctamente y obtenga el resultado deseado. Utilice almohadillas autoadhesivas para un ajuste cómodo.

PASO 6: Coloque el par de anteojos personalizados en la bolsa/limpiador First Sight provisto y entrégueselo a la persona que se está sometiendo a la prueba.

PASO 7: Aconseje a la persona que recibirá un nuevo par de anteojos que los manipule con mucho cuidado para evitar que los lentes y la montura se rayen o rompan.

PASO 8: Se recomienda encarecidamente limpiar las lentes del árbol de lentes después de cada proceso de evaluación individual con toallitas de grado médico para evitar la contaminación cruzada.

PASO 9: La prescripción de la persona que se somete a la prueba cambiará naturalmente con el tiempo, así que haga arreglos para que se repita la prueba anterior, preferiblemente una vez al año.

PASO 10: Al final de completar el proceso de selección y entrega, recopile todos los formularios de datos y envíelos a First Sight por correo electrónico a: nmamdani@firstsighteyeglasses.com para fines de mantenimiento de registros.

Reciclar: Los anteojos First Sight son reciclables. Si la graduación del destinatario del antejo cambia, pídale que lo devuelva y le dé un par nuevo. Luego, simplemente retire las lentes viejas del marco reemplazado, límpiélas y prepárelas para otro destinatario.

Tenga en cuenta que si tiene intención de utilizar nuestro FirstSightKit® en los Estados Unidos de América o Canadá, debe contar con personal autorizado para realizar un examen visual del destinatario. Una vez que una persona autorizada haya certificado la prescripción del examen de la vista, se pueden utilizar los anteojos First Sight para proporcionar al destinatario los lentes y anteojos recetados correctamente ajustados.

Es posible que esto no sea aplicable a los anteojos First Sight utilizados en otros países. First Sight recomienda encarecidamente ponerse en contacto con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento.